

Ống hút vô trùng

Hướng dẫn sử dụng

01 Mục đích sử dụng

Ống hút hình trụ dùng để hút với thiết bị hút. Nối ống dẫn với bơm hút để sử dụng.

02 Chuẩn bị trước khi dùng

1. Kiểm tra hạn duy trì vô trùng.
2. Không sử dụng nếu đã quá hạn hoặc bao bì bị hỏng.
3. Nắm rõ cách sử dụng sản phẩm trước khi dùng.

03 Thao tác

1. Mở bao bì trong khu vực vô trùng.
2. Nối với thiết bị hút và ống dẫn hút để sử dụng.
3. Thải bỏ sản phẩm đã dùng theo quy trình quy định.
4. Không tái sử dụng sản phẩm đã dùng.

04 Chăm sóc sau sử dụng

Sau khi sử dụng, thải bỏ sản phẩm theo quy trình hợp pháp. Không tái sử dụng.

05 Lưu ý

1. Kiểm tra hạn duy trì vô trùng.
2. Không sử dụng nếu đã quá hạn hoặc bao bì bị hỏng.
3. Nắm rõ cách sử dụng sản phẩm trước khi dùng.
4. Đây là thiết bị y tế vô trùng dùng một lần. Không khử khuẩn lại hoặc tái sử dụng.

06 Bảo quản

1. Bảo quản tại nơi vệ sinh, ở nhiệt độ phòng 1-30°C.
2. Sau khi sử dụng, thải bỏ sản phẩm theo quy trình hợp pháp. Không tái sử dụng.
3. Tránh ánh nắng trực tiếp.

07 Tiệt khuẩn

Tiệt khuẩn bằng khí ethylene oxide (EO)