

Cânula de aspiração estéril

Instruções de uso

01 Finalidade de uso

Cânula cilíndrica utilizada para aspiração com um aspirador. Conecte o tubo à bomba de aspiração para utilizar.

02 Preparação antes do uso

1. Verifique o prazo de validade da esterilidade.
2. Não utilize após o vencimento ou se a embalagem estiver danificada.
3. Conheça o modo de utilização do produto antes do uso.

03 Operação

1. Abra a embalagem em uma área estéril.
2. Conecte ao aspirador e ao tubo de aspiração para utilizar.
3. Descarte os produtos usados conforme os procedimentos estabelecidos.
4. Não reutilize um produto que já tenha sido usado.

04 Cuidados após o uso

Após o uso, descarte o produto de acordo com os procedimentos legais aplicáveis. Não reutilize.

05 Precauções

1. Verifique o prazo de validade da esterilidade.
2. Não utilize após o vencimento ou se a embalagem estiver danificada.
3. Conheça o modo de utilização do produto antes do uso.
4. Este é um dispositivo médico estéril de uso único. Não desinfete novamente nem reutilize.

06 Armazenamento

1. Armazene em local higiênico à temperatura ambiente, 1-30°C.
2. Após o uso, descarte o produto de acordo com os procedimentos legais aplicáveis. Não reutilize.
3. Armazene ao abrigo da luz solar direta.

07 Esterilização

Esterilização por gás óxido de etileno (EO)